

CE

DOBLE CARA

Influ A&B RESPI-STRIP


Test Inmunocromatográfico para detección In vitro del **Virus Influenza A e Influenza B** en Torundas, Aspirado Nasofaríngeo y/o Sobrenadante de cultivo

- Fácil de Usar
- Fácil Lectura
- Específico
- Sensible
- Preciso
- Formato Rápido (15')



CORIS
BioConcept

¡ Rápida , Precisa y Económica !



Características del test :

Comparado TR-FIA (N= 89)

	Influenza A	Influenza B
• Especificidad	100% (56/56)	100% (53/53)
• Sensibilidad	96.9% (32/33)	97.2% (35/36)
• PPV	100% (32/32)	100% (35/35)
• NPV	98.2% (56/57)	98.1% (53/54)
• Precisión	98.9% (88/89)	98.9% (88/89)

Bibliografía:

Para más información:

www.corisbio.com/public/science

O enviar un correo a : info@materlab.com

info@corisbio.com

Información pedidos:

Descripción	codigo	presentación	almacenaje
Influ A&B Respi - Strip	7044DC1012	c/ 25 Test	18 meses 4-30°C
Influ A&B Respi - Strip	7044DC1512	c/ 10 Test	18 meses 4-30°C

Distribuidor Exclusivo:



Paseo de Pontones .7 - 28005 Madrid t.914745799 f.915175286
www.materlab.com email: info@materlab.com



Science Park CREALYS -
 Rue Jean Sonet 4 A
 5032 Gembloux - Belgium
 Ph.: + 32 (0)81 719 917 - Fax: + 32 (0)81 719 919
info@corisbio.com - <http://www.corisbio.com>